

إجراءات التشغيل القياسية لعجينة التربة المشبعة

Prof. Marija Romić, PhD, Global leader
University of Zagreb Faculty of Agriculture
Zagreb, Croatia

Dr. Riham Zahalan & Dr. Manhal AL-Zoubi
Syrian General Commission for Scientific Agricultural Research –
GCSAR, Syria

GLOSOLAN
training sessions

2021

Standard operating procedure for saturated soil paste extract

The GLOSOLAN training

Prof. Marija Romić, PhD, Global leader
University of Zagreb Faculty of Agriculture
Analytical laboratory MELILAB, Head
Zagreb, Croatia, mromic@agr.hr

Dr. Riham Zahalan & Dr. Manhal AL-Zoubi
Syrian General Commission for Scientific Agricultural Research – GCSAR, Syria

Video: Filip Kranjčec, B.Sc.
Benjamin Atlija, B.Sc.
MELILAB University of Zagreb Faculty of Agriculture
Zagreb, Croatia

GLOSOLAN
training sessions
2021





University of Zagreb Faculty of Agriculture Analytical laboratory of the Department of Soil Amelioration, Zagreb, Croatia **MELILAB**

Soil physical analysis

- soil particle size analysis, soil porosity, soil air capacity, bulk density, aggregate stability

Soil chemical analysis

- determination of soil pH, soil electrical conductivity, dry matter and water content on a mass basis, soil carbonate, the ionic composition of saturated soil water extract, organic and total carbon, total nitrogen, available phosphorus and potassium, extraction and determination of aqua regia soluble elements (Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, V, Zn)

Water analysis

- determination of pH, electrical conductivity
- determination of the ionic composition: Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^- , Cl^- , K^+ , Na^+ , NH_4^+ , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-}

Plant material analysis


- determination of dry matter and water content on a mass basis
- determination of mineral element composition: P, K, Cl, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Fe, Na, S, Mo, Cd, Hg



LOSOLAN
training sessions
21



Laboratory of the general commission for scientific agricultural research Administration of natural resource research Syria




- Soil physical analysis
- Soil chemical analysis
- Water analysis
- Plant analysis
- Fertilizer analysis



مخطط التدريب

- المقدمة
- نطاق ومجال التطبيق
- مبدأ الطريقة
- تحضير العينة ووصف الطريقة
- الأدوات / الأجهزة / المواد
- الحسابات
- ضبط وضمان الجودة
- الصحة والسلامة المخبرية
- فيديو
- الخلاصة والتحاليل المتقدمة




<http://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf>

GLOSOLAN
training sessions
2021



المقدمة

- تعتبر ملوحة التربة واحدة من أخطر المشكلات وأكثرها استمراراً وجديّةً على امتداد التاريخ الزراعي، خاصة في المناطق الجافة من العالم حيث نشأت العديد من الحضارات البشرية.
- اعتبر تملح التربة كما تحولها للقلوية في جميع أرجاء العالم من أكثر المخاطر المهددة لنوعية التربة كمورد طبيعي وعاملاً محدداً لإنتاجها.
- ووفقاً لمصادر منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO فإن أكثر من 800 مليون هكتار هي أراضي متأثرة بالملوحة (تشكل 6% من إجمالي مساحة الأرض في العالم)، والتي تغطي مجموعة من أنواع الترب المالحة والصودية وما بينهما.
- كما تشير البيانات إلى تملح ما يقارب 20% من 230 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المروية بدرجات معينة.



Legend		
Type and severity levels of salt-affected soils		
saline slight	sodic slight	saline-sodic slight
saline moderate	sodic moderate	saline-sodic moderate
saline high	sodic high	saline-sodic high
saline extreme	sodic extreme	saline-sodic extreme

المقدمة

لماذا يعد من الهام تقدير EC التربة ومراقبة قيمها ؟

- يجد التملح بشدة من نمو المحاصيل، كما يخفض غلتها ويسبب إجهاداً للنبات. لذلك، يعد قياس ومراقبة ملوحة التربة أمراً ضرورياً لتطوير وتطبيق الإدارة الزراعية المستدامة، وتقنيات الري المناسبة خاصةً في البيئات الجافة والقاحلة.
- تعتبر ملوحة التربة حالة تتميز بتركيز عالٍ من الأملاح القابلة للذوبان، والتي تعرّف عموماً بأنها حالة تتجاوز فيها الناقلية الكهربائية لمستخلص العجينة المشبعة للتربة (EC_e) في منطقة الانتشار الجذري ما مقداره (4 dS/m) عند 25 درجة مئوية.



المقدمة

ما هو الهدف الأساسي لتطبيق هذه الطريقة؟


يستخدم مستخلص العجينة المشبعة للتربة (ECe) بشكل واسع لتقدير الأملاح الذائبة ولتقييم مخاطر تملح التربة على نمو المحاصيل، ومخاطر الصودية على نفاذية التربة.

تعتبر طريقة يدوية بسيطة ودقيقة، لكنها تتطلب فنياً أو محلاً مدرباً لضمان إضافة الكميات الصحيحة والمناسبة من المياه لعينة التربة.

تتطلب هذه الطريقة كمية أكبر من العينة الترابية مقارنة بتلك المطلوبة لإجراء التحاليل الكيميائية وتستغرق ما قد يزيد على 24 ساعة من الزمن.

كما أن لقوام التربة تأثيره الكبير على هذه الطريقة، وبالتالي سيؤثر على النتيجة.

تقدر نسبة الإشباع لعجينة التربة المشبعة لمدى واسع من قوام الترب بما يعادل تقريباً لضعف الموجودة عند حد السعة الحقلية FC أو عند (-33 كيلو باسكال) ، كما تعادل 4 أضعاف الموجودة عند حد نقطة الذبول الدائم PWP أو (-1500 كيلو باسكال) للترب ذات القوام اللومي وللطينية اللومية.



<http://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf>

GLOSOLAN
training sessions
2021





- تستخدم هذه النسبة من (التربة: ماء) لكونها أقل نسبة يمكن باستخدامها الحصول على كمية كافية من المستخلص الذي سيدخل في جملة من التحاليل باستخدام معدات مخبرية شائعة ومعروفة (الاستخلاص بمساعدة المخفية).
- تمثل هذه النسبة محاكاة أو تنبأ لتلك الموجودة في الظروف الحقلية.
- مستخلصات التربة المتحصل عليها عند ظروف الرطوبة المنخفضة للتربة تعتبر متطلبة لعمالة مدربة ولمعدات خاصة.
- ويمكن استخدام المستخلص الناتج عن هذه الطريقة في سلسلة من التحاليل الكيميائية ، على سبيل المثال: الناقلية الكهربائية EC ، والحموضة pH بالإضافة لتراكيز مجموعة من المواد الذائبة في محلول التربة.

نقاط البداية

نطاق ومجال التطبيق

- تعتبر طريقة العجينة المشبعة هي الطريقة القياسية المعتمدة لتحديد محتوى التربة من الأملاح.
- عجينة التربة المشبعة هي خليط محدد من التربة والماء التي تحضّر بهدف الحصول على مستخلص مائي.
- يستخدم هذا المستخلص في سلسلة من التحاليل الكيميائية مثل:
 E_{ce} , pH, Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- , CO_3^{2-} , NO_3^- ,
- أكثر من ذلك، يتم استخدام هذا المستخلص لتقدير عدة مؤشرات أخرى مهمة مثل: نسبة الصوديوم المدمص SAR التي تمكنا أيضاً من التنبؤ بنسبة الصوديوم القابلة للتبادل ESP.

بذلك، فإن الهدف الرئيسي من هذه تطبيق هذه الطريقة هو تحضير عجينة تربة مشبعة لتقدير الناقلية الكهربائية للتربة والأملاح القابلة للذوبان في المستخلص الناتج.

مبدأ الطريقة


- تحضّر عجينة التربة المشبعة ثم تترك لترتاح لمدة من الزمن لا تتجاوز 24 ساعة.



- يتم الحصول على المستخلص باستخدام مخلية ميكانيكية أو أداة استخلاص مناسبة (مضخة تفريغ الهواء).



- الناقلية الكهربائية للتربة يتم تقديرها باستخدام مستخلص العجينة المشبعة (EC_e) بواسطة جهاز الناقلية الكهربائية ويعبر عنها بـ (dS/m).



تحضير عينة التربة المشبعة

الأدوات / الأجهزة:


- ميزان بدقة (0.1 غ).
- كأس بيشر، أو أوعية خزفية.
- ملعقة أو أداة تحريك معدنية أو زجاجية؟

لتحضير العينة المشبعة



- مخلية أو مضخة تفريغ.
- قمع بوخنر / كؤوس أو دوارق لجمع المستخلص.
- أوراق ترشيح من النوع (Whatman no. 42,) (44).

للحصول على المستخلص من العينة المشبعة



- عبوات صغيرة لجمع ولحفظ الرشاحة.
- سلندر مدرج / سحاحة.



GLOSOLAN
training sessions
2021



الأدوات




قضيب تحريك زجاجي



ملعقة مسطحة



سلندر مدرج للقياس



ورق ترشيح, Whatman no. 42, 44

الأدوات


مضخة تفريغ



قمع بوختر



دورق لجمع المستخلص



أنابيب جمع

GLOSOLAN
training sessions
2021




المواد

- العينة الترابية يجب أن تكون جافة هوائياً ، متجانسة ومنخولة على منخل 2 مم، حيث يمكن حفظ العينات الترابية في أوعية زجاجية لحين استخدامها.

1- جمع العينة

2- تجفيف العينة



3- طحن ونخل العينة

4- حفظ العينات

المواد

- يستخدم الماء المقطر / الماء منزوع الشوارد، ذو ملوحة أقل من ($EC < 0.001 \text{ dS m}^{-1}$) والمتمتع المواصفات القياسية بحسب (ASTM D1193-91 and ISO 3696:1987).
- لا بد أن تكون العينات الترابية محفوظة في أوعية زجاجية أو من البلاستيك، كما يمكن حفظها في أكياس ورقية



الرقم المخبري



بيانات العينة

تحضير العجينة المشبعة العينات الترابية

الخواص الأساسية للتربة

Sample ID	Soil profile	Depth cm	Particle size analysis (mm)					Macroaggreg- ate stability	Ca	K	Mg	Na	CEC
			2 - 0.2	0.2 - 0.05	0.05- 0.02	0.02 - 0.002	<0.002						
121141	P - 1	0-25	2	10	15	40	33	highly unstable	34.8	0.77	2.92	0.44	30.6
121142		25-50	2	8	5	47	38		41.7	0.50	2.17	0.44	32.77
121143		50-75	1	2	9	38	50		76.6	0.53	3.74	0.43	42.2
121144		75-100	3	40	30	20	7		9.58	0.11	0.40	0.35	7.90
121149	P - 3	0-25	3	16	23	43	15	highly unstable	25.5	0.51	1.04	0.08	8.24
121150		25-50	5	27	34	25	9		15.5	0.36	1.54	0.30	4.12
121151		50-75	5	34	27	24	10		13.8	0.44	1.83	0.44	3.77
121152		75-100	2	46	29	17	6		9.74	0.46	2.42	0.44	6.78

- وزن العينة الترابية قد يختلف باختلاف قوام التربة
- في الترب ذات المحتوى العالي من الطين قد نحتاج لاستخدام وزن أكبر من 400 غ لضمان الحصول على كمية كافية من مستخلص التربة لإجراء التحاليل المطلوبة.
- كلما ارتفع محتوى العينة من الطين كلما احتجنا لكمية أكبر من الماء للوصول لحالة الإشباع.



سيختلف مظهر العجينة المشبعة باختلاف مكوناتها ومحتواها من الطين والمادة العضوية



Silt %	Clay%	Sand %	OM %	Silt %	Clay%	Sand %	OM %
28	36	36	4	30	42	28	1.4


تحضير العجينة المشبعة الطريقة

- نزن 200 غ من العينة الترايبية في كأس بيشر سعة 500 مل أو دورق من الخزف.
- نزن الدورق فارغاً، كما نزنه مع العينة.



تحضير العجينة المشبعة الطريقة

- أضف الماء المقطر ببطء مع الخلط والتحريك باستخدام أداة تحريك مناسبة حتى تمام عملية الإشباع. تتميز العجينة المشبعة المثالية بسطح لامع عاكس للضوء، تميل بسهولة مع إمالة الجفنة، ويمكنها أن تنزلق بسهولة دون ترك أثر عن ملعقة التحريك إلا في حالة التربة عالية المحتوى من الطين.
- كما يلتحم السطح بعد إجراء ثلم طولي فيه بمجرد الطرق أو الرج اللطيف للجفنة




خواص العجينة المشبعة المثالية



1- سطح لامع وعاكس للضوء



2- تسيل بسهولة على جدار الجفة عندما تميل



3- تنزلق بسهولة ودون ترك أثر على ملعقة التحريك إلا في حالة التربة عالية المحتوى من الطين

تحضير العجينة المشبعة الطريقة

- دع عجينة التربة لترتاح لمدة 1 إلى 2 ساعة ثم تحقق من وضعها فقد تحتاج لإضافة الماء أو التراب (تسجيل الكمية المضافة).
- اترك العجينة المشبعة بعدها لترتاح لمدة لا تتجاوز 24 ساعة



- صل الدورق بجهاز الاستخلاص وتأكد من التوصيل الصحيح لجميع أجزاء نظام الاستخلاص.



- ضع ورق الترشيح في قمع بوخنر ورطبها بالماء المقطر.

1- اختيار الحجم المناسب من أقماع بوخنر



2- ضع ورق الترشيح



3- رطب حواف ورق الترشيح



4- صل مع جهاز الاستخلاص



- انقل العجينة المشبعة إلى قمع بوخزر، مد العجينة بلطف فوق ورق الترشيح باستخدام ملعقة التحريك، بحيث تغطي سماكة لا تقل عن 1.3 سم عن أرضية القمع.

1- عجينة مشبعة مثالية



3- مد العجينة المشبعة على مساحة ورقة الترشيح



2- نقل العجينة المشبعة إلى قمع بوخزر



4- وصل مع جهاز الاستخلاص



- اضبط جهاز الاستخلاص على 1 ساعة ، وابدأ عملية الاستخلاص.

منظر العجينة عند قرب انتهاء
عملية الاستخلاص



افصل عن جهاز الاستخلاص، وانقل محتويات الدورق من الرشاحة إلى عبوات لحفظها أو لقياس نأقليته


• العينة الآن أصبحت جاهزة لمزيد من التحاليل

التحاليل الإضافية

1- نستطيع باستخدام هذا المستخلص لقياس الناقلية الكهربائية (ECe)، ومحتواها من الأملاح الذائبة الكلية (TDS) ونسبة الصوديوم المدمص (SAR).

2- كما نستطيع استخدام مستخلص العجينة المشبعة لقياس المحتوى من عدة عناصر مغذية أهمها:

Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- , CO_3^{2-} , NO_3^- , etc.



الحسابات


- يشير المحتوى الرطوبي للعجينة المشبعة لكمية المياه المطلوبة لإشباع ما مقداره 100 غ من التربة، ويشار للإشباع عادة ب(مل/ 100 غ تربة) أو (غ/ 100 غ تربة).
- عند الوصول للإشباع لا بد من وزن الجفنة مع العينة.
- يستخدم فرق الوزن المقدر في تحديد كمية المياه المضافة على افتراض أن (1 غ ماء يعادل 1 مل).
- ويحسب المحتوى الرطوبي عند الإشباع كما في المعادلة:

نسبة الإشباع (SP) = (وزن الماء المضاف مقدراً بالغرام / وزن التربة مقدراً بالغرام) * 100

From/to	dS/m	mS/m	µS/m	mS/cm	µS/cm	TDI mg/L	Meq/L
dS/m	1	100	100,000	1	1,000	667	10
mS/m	0.01	1	1,000	0.01	10	6.7	0.1
µS/m	0.00001	0.001	1	0.00001	0.01	0.0067	0.0001
mS/cm	1	100	100,000	1	1,000	667	10
µS/cm	0.001	0.1	100	0.001	1	0.67	0.01
TDI mg/L	0.0015	0.15	150	0.0015	1.5	1	0.015
Meq/L	0.1	10	10,000	0.1	100	66.7	1

TDI total dissolved ions (note conversion is approx and based on the composition of seawater), Meq/L milliequivalent per Liter

الصحة والسلامة المخبرية



• لا توجد مخاطر كبيرة متعلقة بهذه الطريقة (حيث لا يوجد استعمال لمواد كيميائية ، فقط ماء وتربة)، لكن يجب على المحلل ارتداء عناصر الأمان والحماية الشخصية المستخدمة في المخبر.



• إلا أن العديد من الدراسات أشارت لاحتمال التعرض للعدوى عند التعامل مع التربة (في الحقل/ في المخبر)، بسبب التماس المباشر للبشرة مع العينة الترابية التي قد تكون ملوثة (عينة من مكان ملوث، ري بمياه عادمة، تسميد بالحماة...إلخ).



• لذلك، يجب ارتداء المريول المخبري والقفازات والنظارة الواقية عند التحليل.



ضبط وضمان الجودة

- تستعمل محاليل معيارية أو قياسية عند تقدير الحموضة والناقلية



• تزداد الناقلية الكهربائية بما يعادل 1.9 % لكل ارتفاع بمقدار درجة مئوية في درجة حرارة بيئة القياس.

• مقياس الناقلية الكهربائية موحد، ويتم التعبير عن النتائج عند درجة حرارة مرجعية لأغراض المقارنة والتفسير الدقيق لملوحة التربة.

• درجة الحرارة المرجعية والمستخدم هي 25 درجة مئوية.



GLOSPAN
training sessions
2021



بعض الأخطاء الشائعة في المخبر عند تنفيذ الطريقة



1- إضافة كميات زائدة من الماء (فوق الإشباع)

2- حواف ملوثة (فقد جزء من العينة المشبعة)




3- إهمال تسجيل الكميات المستهلكة من الماء المقطر للوصول للإشباع



4- قوام سميك جداً
(أقل من حالة الإشباع)



5- كمية غير كافية
من التربة



6- قياس خاطئ من ورق الترشيح - أو خطأ في وضع ورق الترشيح على قاعدة قمع بوخنر




8- استخدام
خاطئ لورق
الترشيح

أو
استخدام نوعية
غير جيدة من
ورق الترشيح



رائش غير رائق
لا بد من إعادة
الترشيح



Standard operating procedure for saturated soil paste extract

الخلاصة

- يعكس مستخلص العجينة المشبعة الطريقة التقليدية المستخدمة لمحاكاة حالة الوسط الأيوني الذي تتطور فيه جذور النباتات.
- على عكس حالة درجة الحموضة التي تعطي نتائج متشابهة باختلاف الطرق المستخدمة ، فإن قيم الناقلية الكهربائية تختلف باختلاف الطريقة المستخدمة.

الطرق الأكثر استخداماً هي طريقة مستخلص العجينة المشبعة

الناقلية الكهربائية (EC):

- تعتبر هذه الطريقة في قياس الناقلية الكهربائية مستخدمة على نطاق واسع، سريعة وغير مكلفة ويمكن من خلالها تحديد القوة الأيونية لمحلول ما.
- ومع ذلك، فإن هذه التقنية غير محددة، مما يعني أن لا يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من الأيونات. فهو يعطي بدلاً من ذلك قراءة تتناسب مع التأثير المشترك لجميع الأيونات.

الخلاصة

- يمكن تقدير ملوحة التربة في المختبر عبر قياس :
- الناقلية الكهربائية (EC) في مستخلصات (تربة / ماء)
- تراكيز الأيونات الذائبة في مستخلصات (تربة / ماء)
- كتلة المواد الذائبة الكلية (TDS)
- الأيونات الذائبة الكلية (TDI).



المناقشة

GLOSOLAN
training sessions
2021



شكراً لاهتمامكم وحضوركم لهذه الجلسة التدريبية



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

GLOSOLAN training sessions

2021



GLOSOLAN
training sessions
2021

